

CLEVERE LÖSUNGEN ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN



GynoPrep[®]
DÜNNSCHICHTPRÄPARATION
FÜR *Cellspin*[®] ZYTOZENTRIFUGEN

› Kompatibel mit Shandon™ Cytospin™



GynoPrep®

Das erfolgreiche Trägermedium in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge


GynoPrep® trägt seit vielen Jahren als eines der führenden diagnostischen Verfahren dazu bei, dass Gebärmutterhalskrebs heute eine Ausnahme darstellt.

GynoPrep® erfüllt die chemischen Voraussetzungen als Trägermedium zur HPV-Typisierung gemäß der neuen Richtlinie zur gynäkologischen Krebsvorsorge. Darüber hinaus erfüllt es auch die Anforderungen der europäischen Richtlinie 98/78/EG und ist CE IVD-zertifiziert.

In seiner Anwendung bietet es viele entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Abstrichverfahren:

GynoPrep® im Vergleich zu Standard Pap-Abstrichen:

Standard Pap-Abstrich




Der **normale Abstrich** weist gravierende Nachteile auf:

- › Nicht alle Zellen wurden untersucht
- › Zellen können sich überlagern
- › Blut kann die Zellen überlagern

All dies erschwert die Beurteilung!

Abstrich mit GynoPrep®



Der Abstrich mit **GynoPrep®** ist die klar bessere Alternative zum normalen Abstrich:

- › Die Abstriche sind übersichtlich und sauber
- › Die Präparate können vom Arzt einfacher diagnostiziert werden
- › **Der Abstrich wird mit einer Spezialbürste entnommen, diese Entnahme ist absolut schmerzfrei.**
- › Nach der Entnahme kommt die Bürste in die **GynoPrep®**-Flüssigkeit, die dann ins Labor geschickt wird. Im Labor kommen so annähernd 100 % aller Zellen an, was eine exaktere Begutachtung des Abstrichs ermöglicht.

All dies ist besonders wichtig, um Vorstadien des Gebärmutterhalskrebses frühzeitig zu erkennen und zu therapieren.

GynoPrep® kann manuell bearbeitet werden und läuft auch im Cobas Automaten. Wählen Sie unsere Kits aus Einweg oder Mehrweg-Systemen.

Ein **GynoPrep®**-Kit enthält alle benötigten Komponenten - von der Entnahme bis zum fertigen Präparat.

GynoPrep® kann auch im Einzeltragegefäß bestellt werden.

GynoPrep® wird auch bei der Bundeswehr eingesetzt.

GynoPrep® - Kits

Artikel-Nr.	Beschreibung
330-B	GynoPrep®-Kit - Rovers® Cervex-Brush® Combi 100x Rovers® Cervex-Brush® Combi Bürsten 100x GynoPrep®-Fixierlösung 100x ECOdicht 100x ECOträger (Objektträger), beschichtet 2x GynoPrep®-Verdünnungsflüssigkeit, 30 ml
330-B-D (ECOfunnel®, Einweg)	GynoPrep®-Kit - Rovers® Cervex-Brush® Combi 100x Rovers® Cervex-Brush® Combi Bürsten 100x GynoPrep®-Fixierlösung 100x ECOfunnel®, Einweg 100x ECOträger (Objektträger), beschichtet 2x GynoPrep®-Verdünnungsflüssigkeit, 30 ml
330-S (einzeln verpackt)	GynoPrep®-Kit - Rovers® Cervex-Brush® Combi (einzeln verpackt) 100x Tüten für den Einzelgebrauch mit je: 1x Rovers® Cervex-Brush® Combi Bürste 1x GynoPrep®-Fixierlösung 100x ECOdicht 100x ECOträger (Objektträger), beschichtet 2x GynoPrep®-Verdünnungsflüssigkeit, 30 ml
450-B	GynoPrep®-Kit - Rovers® Cervex-Brush® Combi 100x Rovers® Cervex-Brush® Combi Bürsten 100x GynoPrep®-Fixierlösung 100x ECOfilterkarten 100x ECOträger (Objektträger), beschichtet 2x GynoPrep®-Verdünnungsflüssigkeit, 30 ml

GynoPrep® - Fläschchen

Artikel-Nr.	Beschreibung
351-2	GynoPrep® - 100x Fläschchen, gefüllt mit 20 ml Fixierlösung

GynoPrep® - Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
332-100	GynoPrep® - Rovers® Cervex-Brush® Combi Bürsten - VE 100 Stück



THARMAC® GmbH Laboratory Solutions

Betriebsstätte

Hasselborner Straße 19-21 » DE-35647 Waldsolms » FON: +49 (0) 6085 98 99 1-0
FAX: +49 (0) 6085 98 99 1-19 » MAIL: info@tharmac.de

Geschäftssitz

Borsigstraße 7A » DE-65205 Wiesbaden » FON: +49 (0) 6122 5 88 97-33
FAX: +49 (0) 6122 5 88 97-36 » MAIL: info@tharmac.de